


Uygulama Alanları


Pürüzsüz ve tüylerden arınmış bir cilt için hassas, hızlı ve güvenli kullanım

Yaklaşık
0,5
dak.



Yüz

Yaklaşık
2 x 0,5
dak.



Koltuk altı

Hızlı kaydırma özelliği sayesinde,
Kullanışlı ve kesintisiz uygulama konforu sunar.

Yaklaşık
2 x 3,5
dak.



Kollar

Yaklaşık
1,0
dak.



Bikini bölgesi

Yedek parça gerekmez

FAKİR IPL Cihazları, kutusundan çıkarır çıkarmaz kullanabileceğiniz eksiksiz bir çözümdür. Daha da önemlisi, yedek lamba ya da jel gerektirmez.

Yaklaşık
2 x 8,0
dak.



Bacaklar

Yaklaşık
5,0
dak.



Göğüs ve sırt

IPL 250.000+ SALONPRO SYSTEM 250.000 ışık atımlı kartuş içerir



**ÖMÜR BOYU
KULLANIM**

Uzun süreli ipeksi ve pürüzsüz bir ten

Profesyonel tüy almada dermatolojistler tarafından kullanılan en son ışık teknolojisi, evinizin rahatlığında, konforlu kullanım için tasarlandı.

- Güzellik salonlarının profesyonel teknolojisini kullanan uzun süreli tüy alma sistemi**
- Cilt tonu ve tüy rengine göre uygulama derecesini otomatik tespit eden sensör
- Çok çeşitli tüy ve cilt tiplerine uygun altı farklı ışık enerjisi ayarı
- Güvenli yüz uygulaması için hassas bölge başlığı
- En derin tüy köklerine nüfuz edebilen 380 - 1400 nm. dalga boyu uzunluğunda ışık darbesi
- Tüm vücuda yaklaşık 26 dakikada uygulanan en hızlı uygulama***
- XXL ışık alanı: 7 cm² başlık
- Hızlı kaydırma özelliğiyle daha rahat ve kesintisiz uygulama
- 2'si bir arada ve cilt temas sensörü özelliğiyle maksimum güvenlik
- Yüz, kol, bacak, koltuk altı, bikini bölgesi, göğüs ve sırt için güvenli ve etkili uygulama
- Yedek parça ya da jel gerektirmez
- 2 yıl garanti

* IPL 250.000 + Dermatoloji çalışması, 36 kadın, Institut proDERM Hamburg, çalışma no.: 14.0148-11
** Institut proDERM, Hamburg tarafından gözden geçirilen teknoloji
*** IPL 250.000 +Kol, bacak, yüz, koltuk altı ve bikini bölgesi için maksimum enerji seviyesine sahiptir.
**** 40-60 yıllık normal kullanım için yeterlidir.

IPL 100.000+ SATINSKIN PRO SYSTEM KOMPAKT TASARIM 100.000 ışık atımlı kartuş içerir



Hızlı, kullanışlı ve hassas uygulama

Güzellik salonlarının profesyonel teknolojisini kullanan uzun süreli tüy alma sistemi

- Profesyonel tüy almada dermatolojistler tarafından kullanılan en son ışık teknolojisi
- Cilt tonu ve tüy rengini tespit eden otomatik sensör
- Kompakt tasarım ile daha küçük vücut bölgeleri için de ideal
- Hızlı, güvenli ve kullanışlı
- Tüm vücuda sadece minimum 19 ile maksimum 58 dakikada uygulanabilir en hızlı kompakt cihaz**
- Hızlı kaydırma özelliğiyle kesintisiz uygulama
- 2'si bir arada ve cilt temas sensörü özelliğiyle maksimum güvenlik
- Yüz, kol, bacak, koltuk altı, bikini bölgesi, göğüs ve sırt için güvenli uygulama***
- 2 yıl garanti

* IPL 100.000 + Dermatoloji çalışması, 20 kadın, Institut proDERM Hamburg, çalışma no.: 14.0309-11
** Institut proDERM, Hamburg tarafından gözden geçirilen teknoloji
*** IPL 100.000+Kol, bacak, yüz, koltuk altı ve bikini bölgesi için maksimum enerji seviyesine sahiptir.

CR 99 AYAK VE TOPUK TÖRPÜSÜ Yumuşak ve pürüzsüz ayaklar için



Ayaklarınızda ipeksi yumuşaklık

- Ayak parmakları, topuklar, ayakların yan tarafları ve ayak tabanlarında sert veya pürüzlü deriden ve nasırlardan kurtulmak için kullanılır
- Yumuşak ve pürüzsüz bir cilt için idealdir
- Güvenli kullanım için kilitli AÇMA/KAPAMA düğmesi
- Kullanım kolaylığı için parlak LED ışık
- 2 adet ince ve kalın yedek törpü başlığı
- Temizleme fırçası
- Koruyucu kapak
- İlk kullanım için pil dahildir
- 2 yıl garanti



Fakir
HAUSGERÄTE

Yoğunlaştırılmış atışlı ışık teknolojisi

Professional Series
IPL Tüy alma sistemi



**CİLT TOLERANSI
DERMATOLOJİK
OLARAK ONAYLANDI**

Evinizin konforunda
zahmetsizce
kullanabileceğiniz
güvenli ve hızlı çözüm

GÜZELLİK SALONLARINDA KULLANILAN PROFESYONEL TEKNOLOJİ

IPL 250.000+
SALONPRO SYSTEM
250.000 ışık darbeli kartuş içerir.

IPL 100.000+
SATINSKINPRO SYSTEM
Kompakt Tasarım
100.000 ışık darbeli kartuş içerir.



Tüylerin yeniden uzamasını engelleyip pürüzsüz ve ipeksi bir cilde kavuşmanın ideal yolu.

Yoğunlaştırılmış Atışlı Işık Teknolojisi (IPL) Nasıl Çalışır?

IPL uzun süreli tüy alma teknolojisi, klinik olarak yapılan testler sonucu profesyoneller tarafından geliştirilmiştir.

IPL, tüylere hassas ışık atışları uygulayan bir uygulamadır. Işık, tüydeki melanin (pigment) tarafından emilir ve ısı enerjisine dönüşür. Bu ısı enerjisi tüy köklerine nüfuz ederek, tüy kökünün uyku evresine girmesini sağlar.

Bunun sonucunda tüy doğal biçimde dökülür ve yeniden uzaması önlenerek pürüzsüz bir cilde kavuşursunuz.

EN HIZLI

UYGULAMA***

7 cm²'lik XXL ışık alanı sayesinde bütün gövdeye yaklaşık 26 dakikada uygulanabilir

Melanin tüy köklerinde ışığın emilmesinden sorumlu olan pigment olup, cilt altındaki tüy foliküllerini yok ederek tüy büyümesini engelleyecek şekilde ısı üretir. Tüylerde ne kadar çok melanin olursa, yani tüyler ne kadar koyu renkli olursa, o kadar daha fazla ışık emilir ve tüy alma işlemi o kadar etkili olur.

FAKİR Professional Series IPL cihazlarıyla artık bu deneymiş ve klinik olarak test edilmiş teknolojiyi evinizde her zaman güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilirsiniz.




*** FAKİR IPL 250.000+ Kol, bacak, koltuk altı, bikini bölgesi ve yüz için maksimum enerji seviyesine sahiptir.

Güvenli, hızlı ve uzun süreli pürüzsüzlük için klinik olarak test edilmiş teknoloji...

Tüy gelişim döngüsünün, ışık esaslı tüy almaya etkisi nedir?

Vücuttaki her tüy, büyüme döngüsü içinde üç fazdan geçer: Anajen faz (büyüme fazı), katajen faz (geçiş fazı) ve telojen faz (dinlenme fazı).

Tüy büyüme döngüsünün uzunluğu, kişiden kişiye değişir ve özellikle tüyün vücudun neresinde olduğuna bağlıdır. Genelde bir döngü 18 ile 24 ay arasında sürer.



IPL teknolojisi kullanılan uygulamaya sadece anajen fazdaki tüyler tepki verir. Bu yüzden tüm tüylerin alınması için birden çok işlem gerektiğini unutmayın. Bazı durumlarda uzun süreli tüy alma işleminin başarılı olması için tam bir tüy büyüme döngüsü gerekebilir.



FAKİR IPL Teknolojisi ile güvenliğiniz, önceliğimizdir...

FAKİR IPL cihazları entegre UV koruması ve 2'si bir arada cilt temas sensörü ile profesyonel düzeyde güvenlik sistemi sunar.


IPL ile uzun süreli tüy alma işlemi, doğal koyu tonlu ve esmerleşmiş cilt tipleri için uygun değildir. Cihazlarımızda her ışık darbесinden önce uygulanan yüzeydeki cilt pigmentlerini ölçen bir cilt tipi sensörü mevcut olup, cihaz cilt pigmentleri uygunsa otomatik olarak tetiklenir.

Aynı zamanda cilt temas sensörü, ışık darbelerinin ancak ışık alanı cildinizle tam temas halindeyken verilmesini sağlayarak gözlerinizi korur. Entegre UV filtresi de cildinizi zararlı ışıklardan korur.



Uygun tüy ve cilt tipleri

IPL cihazlarımız yalnızca, doğal rengi koyu sarışın, kahverengi ve siyah tüyler için ayrıca açık ile orta arası cilt tonlarında kullanılabilir. Diğer ışık bazlı uygulamalar gibi çok açık sarı veya gri/beyaz tüylerde etkili değildir. Ayrıca, çok koyu tonlu ciltler için de uygun değildir.



* IPL 250.000+ Dermatoloji çalışması, 36 kadın, Institut proDERM Hamburg, çalışma no.: 14.0148-11
* IPL 100.000+ Dermatoloji çalışması, 20 kadın, Institut proDERM Hamburg, çalışma no.: 14.0309-11

Cilt tiplerine ve enerji seviyelerine genel bakış

Tüy ve cilt renk çizelgesine bakarak, cildiniz ve tüy renginiz için hangi ışık enerji yoğunluğunun uygun olduğunu belirleyebilirsiniz. Hassas ve etkili bir uygulama için altı farklı ışık enerjisi ayarına sahiptir. Doğru kullanıldığında hassas ciltler ve hassas bölgeler için bile güvenli ve naziktir.

Cilt tip / Tüy renk	I	II	III	IV	V	VI
Siyah	Enerji Yüksek	Enerji Yüksek	Enerji Orta	Enerji Düşük	Enerji Düşük	×
Koyu Kahverengi	Enerji Yüksek	Enerji Yüksek	Enerji Orta	Enerji Düşük	Enerji Düşük	×
Kahverengi	Enerji Yüksek	Enerji Yüksek	Enerji Orta	Enerji Düşük	Enerji Düşük	×
Koyu Sarı	Enerji Yüksek	Enerji Yüksek	Enerji Orta	Enerji Düşük	Enerji Düşük	×
Açık Sarı	Enerji Yüksek	Enerji Yüksek	Enerji Orta	Enerji Düşük	Enerji Düşük	×
Kırmızı	Enerji Yüksek	Enerji Yüksek	Enerji Orta	Enerji Düşük	Enerji Düşük	×
Gri Beyaz	×	×	×	×	×	×

IPL 250.000+
IPL 100.000+

Yüksek: Enerji seviyesi 4-5-6
Yüksek: Energy level 3

Orta: Enerji seviyesi 3-4
Orta: Enerji seviyesi 2

Düşük: Enerji seviyesi 1-2-3
Düşük: Enerji seviyesi 1



Vücut uygulaması:

Sadece 3-4 uygulama sonrası tüylerde %50'ye kadar azalma sağlanabilir. Vücut uygulamalarında en iyi sonucu almak için, iki haftada bir gerçekleştirilen 4 seans uygulamadan sonra ve devamında her dört haftada bir 3 seans uygulama yapmanız gerekmektedir. Optimum sonucu elde etmek için uygulama daha sonra gereken şekilde tekrarlanabilir.



Yüz uygulaması:

Yüz uygulamalarında en iyi sonucu almak için, iki haftada bir gerçekleştirilen 6 seans uygulamadan sonra ve devamında her dört haftada bir 3 seans uygulama yapmanız gerekmektedir. Optimum sonucu elde etmek için uygulama daha sonra gereken şekilde tekrarlanabilir.

